

ECO 3 EXPERT

Sistema de doppler con banco y negro, asombroso bueno



www.chison.com

CHISON
Value Beyond Imaging



Tecnologías de imagen avanzada

ECHO

- Tecnologías avanzadas
- I-image optimización inteligente de la imagen
- THI imagen armónica del tejido
- SRA algoritmo de reducción de moteado
- Imágenes compuestas
- Aparato de beam-former completo
- Trapezoidal
- Rastreo PW automático
- Chroma
- Modo de pantalla completa
- AIO (optimización automática de la imagen)

ECO-friendly

- Menos radiación
- Menor consumo de energía
- vida útil más larga LED
- Tiempo de espera de batería que más largo 2 horas



Ergonomía

- LED giratorio ($0 \sim 30^\circ$) con diferentes ángulos de visión
- Ultra-compacto y ultra-ligero
- Fácil de cargar
- Teclado Para un acceso fácil y rápido
- Carro dedicado TR 9000
- Flujo de trabajo simplificado

Económico

- La última plataforma y un conjunto de chips más avanzado le brinda una mejor calidad de imagen y características a menor costo en una caja más compacta
- Impresora de PC de soporte: reduce la inversión y el coste diario del papel
- Tarjeta de memoria 8G
- Disco duro 320G (opcional)
- Cobro de su automóvil



Ultacompacta



Caja de transporte (BG-100)



soporte de sonda doble



Carga desde su automóvil



- Modo de pantalla completa

Excelente PW La resolución y la medición automática de la traza de PW mejorará grandemente la confianza de la diagnosis proporcionando resultados cualitativos y cuantitativos.

Flujo de trabajo aerodinámico, diagnóstico fácil!!

6 pasos solo!!



1. Una tecla para seleccionar la aplicación deseada con preajuste automático



2. Una tecla para optimizar la imagen automáticamente AIO optimización automática de la imagen



3. Una tecla para guardar la imagen fija y el bucle CINE



4. Una tecla para medir



5. Una tecla para hacer el informe



6. Una tecla para imprimir en la PC o en la impresora de video (consulte la página 4)



Hígado, Modo B



Riñón, Modo B




Fetal hampan, Mode B




Eapinazo fetal, Modo B




Uterus, Modo 2B




MSK, Mode 2B



Tiroides, Modo 2B



Carótida, Modo PW



Cardiaco, Modo PW

Especificación

Aplicaciones	Abdomen, OB/GYN Vascular, Partes pequeñas(mama,testículos,tiroides), Musculoesquelético convencional y superficial, pediátrico, cardíaco Básico
ecnologías de imagen	I-image ,SRA ,Imagen compuesta ,THI
Modelos de visualización	B, B/B, 4B, M, B/M,PW
Escala de grises	256 niveles
Frecuencia de la sonda	2.5MHz-11.0MHz depende de la sonda
Cine Loop	256 cuadros
Zoom	PIP zoom & pan zoom
Parquetes de software	parquete dedicado de la medida General OB/GYN ,URO cardíaco,vascular,piezas pequeñas
Gestión de archivos	Gestión de información del paciente,registro de imágenes, informe de examen.
Fuente de alimentación	AC 100V-240V, 50Hz- 60Hz
Opción	DICOM 3.0, cubierta impermeable del teclado, caso llevado (BG-100), carro TR-9000 Soporte PC impresora , impresora video



2.5MHz-5.0MHz Convexo
C3-A



5.3MHz-10.0MHz Lineal
L7M-A



5.3MHz-11.0MHz Lineal
L7S-A



2.5MHz-5.0MHz Micro-Convexo
MC3-A



4.0MHz-8.0MHz Transvaginal
V6-A



4.5MHz-8.0MHz Micro-Convexo
MC6-A



5.0MHz-10.0MHz Transrectal
R7-A

CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD.

No. 9 Xin Hui Huan Road, New District, Wuxi, Jiang Su Province, China214028
TEL: 0086-510-85310593 / 85310837 FAX: 0086-510-85310726 EMAIL: export@chison.com.cn

We reserve the right to make changes to this catalogue without prior notice.
Please contact us or your local dealer for the latest information.

* Please refer to the user manual for details